

みみだより

結露にご注意!


今年も暖かな秋ですが、そろそろ朝晩が冷え込むようになってきました。寒暖差が大きくなると、現れるのが「結露（けつろ）」です。補聴器のチューブに結露がたまると音が出なくなります。電池があるのに補聴器から音が出ない場合は、チューブに結露がないか確認してください。また、結露による水滴は、補聴器や人工内耳の内部にもできます。そのまま放っておくと、部品や電池がさびてしまい、故障の原因になります。汗をかかない季節でも、毎日乾燥ケースに入れましょう。



<水滴のできたチューブ>

イヤモールドのチューブやフックの中に水滴ができたときの対応

- ① チューブやフックを補聴器本体から外して軽く振って水滴を飛ばす。
- ② エアブローを使って空気圧で水滴を吹き飛ばす。
- ③ ティッシュペーパーでこよりを作って水滴を吸い取る。



🎬 字幕付き映画の紹介 🎬

「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」

11月10日（日）～11月11日（月）MOVIX あまがさき

「あたしの!」

11月23日（土）～11月26日（火）TOHO シネマズ西宮 OS



聞こえない時は、
まずチューブに
水滴や耳垢がた
まっていないか
確かめよう!



11月の補聴器相談日

11月 21日（木）東神実業

12月の補聴器相談日

12月 5日（木）神戸ヒヤリングセンター

12日（木）吉田勝恵商店

19日（木）東神実業

※イヤモールドを作成希望の方は、事前に耳掃除を済ませて来室してください。