

みみだより

冬の空気電池トラブル

毎年冬になると、「新しい電池を入れたのに音が出ない」「電池の持ちが悪くなった」というトラブルを聞くことが少なくありません。補聴器に使われている空気電池は周囲の温度や湿度に影響されやすく、冬は電池寿命が短くなりがちです。

空気電池の寿命を縮める3大要因は、「低い温度」「乾燥」「二酸化炭素」です。温度が下がると反応が鈍り電圧が上がるまで時間がかかります。また、乾燥と二酸化炭素は電池を劣化させ、電池寿命を縮めてしまいます。寒くなると換気の頻度が減るために室内の二酸化炭素濃度が上がるので注意が必要です。




電池が十分に反応していなければ電池チェッカーも十分表示できません。

冬の電池の上手な使い方 —シグニア HP より抜粋—

- ① 電池や補聴器が冷えているときは、乾いた清潔な手で電池と補聴器をそっと温めてから使用してください。（低温防止）
- ② 補聴器乾燥ケースに入れる時は、電池を補聴器から取り出し、電池は乾燥ケースに入れないでください。（乾燥防止）
- ③ 石油、ガストーブ等の暖房器具を使用する場合は、換気を十分に行ってください。（二酸化炭素濃度を下げる）

※1日など極端に短い期間で電池がなくなる場合は、補聴器が故障している場合もあります。補聴器販売店に点検を依頼してください。



🎬 字幕付き映画の紹介 🎬

「劇場版ドクターX」

12月21日（土）～12月24日（火）OSシネマズミント神戸 TOHOシネマズ西宮OS

「映画ふしぎ駄菓子屋銭天堂」

12月28日（土）～12月31日（火）OSシネマズミント神戸 TOHOシネマズ西宮OS

「聖☆おにいさんTHE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」

1月4日（土）～1月7日（火）TOHOシネマズ西宮OS

12月の補聴器相談日

12月19日（木）東神実業

1月の補聴器相談日

1月 9日（木）神戸ヒヤリングセンター

16日（木）東神実業

※イヤモールドを作成希望の方は、事前に耳掃除を済ませて来室してください。

耳垢がつまっていると、耳型をとることができません。